



306503E



306508E



306506E

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir aluminium avec fond plein pour une meilleure inertie thermique.
- Façade transparente en plexi pour une meilleure visibilité des produits stockés.
- Monté sur système de glissières pour faciliter l'accès aux produits.
- Équipé de séparateurs longitudinaux amovibles réglables sur toute la largeur du tiroir, et de curseurs plexi (sécables suivant la taille des compartiments désirés) avec logement pour étiquette d'identification.
- Portes étiquettes clipsables sur façade du tiroir.
- Facilité d'installation (insertion comme une grille + vis de blocage).
- Charge maximum du tiroir 25kg.

## DONNÉES TECHNIQUES

	306503E	306508E	306504E	306505E	306506E	306509E	306507E
Dimensions utiles (lpxh) (mm)	403x370x55	403x370x100	420x370x55	569x460x55	486x550x55	486x550x100	576x700x55
Séparateurs longitudinaux (nb)	2	2	2	3	2	2	3
Curseurs plexi sécables (nb)	12	12	12	20	21	21	32
Portes étiquettes de façade (nb)	3	3	3	4	3	3	4
Compatibilité produit - nombre max	LFKU 16 – 4p LFKv 39 – 12p LCv 40 – 8p	LFKU 16 – 3p LFKv 39 – 9p LCv 40 – 6p	FKv 26 – 6p FKv 36 – 10p	LFKv 54 – 10p FKv 54 – 10p	LKPv 65 – 13p LKPv 14 – 2x 13p	LKPv 65 – 10p LKPv 14 – 2x 10p	LKPv 84 – 13p
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	565x475x95	675x575x155	565x475x95	670x575x95	670x575x95	675x575x155	805x670x95
Poids brut (kg)	4	6	4	6	6	9	7

03/19 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)